

2005年 4月11日

各位

わかもと製薬株式会社

<http://www.wakamoto-pharm.co.jp/>

アデノウイルス迅速検査キット「キャピリア アデノ アイ」新発売のお知らせ

わかもと製薬（東京都中央区日本橋室町 1-5-3、代表取締役社長：石井敬志）は、免疫クロマト法（1）を用いた眼科専用のアデノウイルス抗原迅速検査キット「キャピリア アデノ アイ」を2005年4月18日より発売いたします。

「キャピリア アデノ アイ」は、株式会社タウンズ（本社：静岡県沼津市小諏訪 43 - 3、取締役社長：阪西 俊一）を製造販売元、日本BD（日本ベクトン・ディッキンソン株式会社、本社所在地：東京都港区赤坂 8 - 5 - 26、代表取締役社長：レックス・バレンタイン）を発売元として、わかもと製薬が独占販売いたします。

わかもと製薬は眼科領域に特化した販売活動を行っており、眼科専用のアデノウイルス抗原迅速検査キット「キャピリア アデノ アイ」を販売する事により、さらに眼科領域を強化し、市場の浸透と拡大を図ります。なお、わかもと製薬では、発売開始3年後に約1億円の売上を目標にしています。

「キャピリア アデノ アイ」は、角結膜上皮細胞中のアデノウイルス抗原を検出する迅速検査キットで、角結膜擦過物を試料とし、反応後目視によって陽性・陰性を判定するものです。また、このキットは特別な機器を必要とせず、簡便で短時間で結果を得られることから、検査施設を持たない小規模の医療機関でも使用できます。

アデノウイルスの早期診断の必要性

アデノウイルスは眼などに感染するウイルスで、感染力が強く集団感染や院内感染が問題となっているため、迅速な病因の診断が必要とされています。「キャピリア アデノ アイ」は、測定操作が1ステップで極めて簡単であり、15分で判定が可能なアデノウイルス迅速検査キットです。また、「キャピリア アデノ アイ」は抽出容器に角結膜を擦過した感染の恐れのある綿棒を封入する事ができ、院内感染の防止の一助になります。

キャピリア アデノ アイの特徴

感度・特異度に優れています。

簡便かつ迅速にアデノウイルス抗原を検出します。

測定操作は1ステップで極めて簡単です。

1テストずつセット包装された5テスト包装です。

感染防止のため、使用後は袋に密封して廃棄できます。

キャピリア アデノアイの概要

承認年月日：2005年2月3日

発売開始日：2005年4月18日

測定原理：免疫クロマト法

効能効果：角結膜上皮細胞中のアデノウイルス抗原の検出

判定時間：15分

貯法：2～30

有効期間：13ヵ月

包装単位：5テスト用

キット構成：1テスト用セット×5袋（5テスト）

1テスト用セット：[構成試薬]テストプレート（1個）、検体抽出液（0.5mL；1本）

[付属品]滅菌綿棒（1本）、キャップ付きノズル（1個）

体外診断用医薬品/承認番号：21700AMZ00071000

保険点数：210点（D012 感染症血清反応 アデノウイルス抗原精密測定）

1.免疫クロマト法 試験紙上に抗体を線状に分布させた部分を作り、着色粒子で標識した抗体と抗原が結合した抗原抗体複合体が試験紙上を移動する際に抗体に集中的に捕捉されることで現れる色付きのラインの有無によって定性分析する方法

本件に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。

わかもと製薬 研究開発本部 診断薬開発室 TEL 03-3279-0682 FAX 03-3279-6450